



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,KRZ

Antivibrationstisch lackiert SAL/C

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	72,5 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaagen PS R2

Feuchtebestimmer MA R
 Präzisionswaage PS R2.H
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage PS X7

Präzisionswaage WLC X7
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage AS R2 PLUS
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wägemodule MAS.1.Y

Abmessungen des Geräts B x T x H

SAL/C

