



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,KRZ](http://radwag.com/pl/info,w1,KRZ)

## SAL/C Stół antywibracyjny laboratoryjny



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Nośność	40 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	820×711×816 mm
Masa netto	61 kg
Masa brutto	72,5 kg
Długość	770 mm
Szerokość	680 mm
Wysokość	815±10 mm

### Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Moduły MUYA  
Moduły MAS1  
Wagosuszarka MA 5Y

Moduły MPS  
Waga precyzyjna C32.PM  
Wagosuszarka MA X7.A  
Wagosuszarka MA 5Y.IC

## Wymiary urządzenia

SAL/C

