



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,KUV

Worzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 500 g

OP-303-0054



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	500 g
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety