



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,KV3

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 5 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | E2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 11 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg - 5 kg |
| Anzahl | 28 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself