



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,KV3](https://radwag.com/fr/info,w1,KV3)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 5 kg), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E2               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 11 111,11 g      |
| Valeur nominale          | 1 mg - 5 kg      |
| Nombre                   | 28 pièces        |

## Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux