



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,KV3

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	11 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 5 kg
Quantity	28 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar