



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,L1H](https://radwag.com/pl/info,w1,L1H)

## Uchwyt laboratoryjny UL-01-1 (AS)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry fizyczne |               |
|--------------------|---------------|
| Wymiary opakowania | 110×102×56 mm |
| Masa netto         | 103 g         |
| Masa brutto        | 145 g         |

### Pasuje do

Waga analityczna AS X7  
Wagi analityczne AS X2 PLUS

Waga analityczna AS 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS