



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,L57

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 g - 50 g), plastik kutulu

OK-202-0072



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 110 g

Nominal değer 1 – 50 g

Quantity 8 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar