



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,L5I](http://radwag.com/pl/info,w1,L5I)

## Konwerter KR-04-1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne


Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

### Pasuje do


Waga platformowa C315  
 Waga niemowlęca C315.D  
 Waga precyzyjna WLC  
 Wagi płozowe C315.4P2  
 Waga platformowa C315.4  
 Waga osobowa C315.O  
 Wagi paletowe C315.4P  
 Waga platformowa H315 4C

Waga osobowa C315.OW  
 Waga precyzyjna WLC C/2  
 Wagi pocztowe do paczek  
 Terminal wagowy PUE C315  
 Waga łózkowa C315.4B  
 Waga krzeselkowa C315.K  
 Waga łózkowa najazdowa C315.8B

### Wymiary urządzenia



KR-01, KR-04 converter



KR-04-2, KR-04-3 converter