



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,L8U](http://radwag.com/pl/info,w1,L8U)

# Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 100 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	210 g
Wartość nominalna	1 – 100 g
Ilość	9 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle