



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,L8U

Silindirik ağırlık seti (1 g - 100 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı | E2 |
| Konstrüksiyon | |
| Malzeme | Stainless steel |
| Ağırlık | 210 g |
| Nominal değer | 1 g - 100 g |
| Quantity | 9 pcs |

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar