



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,LDR](http://radwag.com/pl/info,w1,LDR)

# Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0070



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |             |
|-------------------------|-------------|
| Klasa dokładności OIML  | M1          |
| Masa                    | 21 110 g    |
| Wartość nominalna       | 1 g – 10 kg |
| Ilość                   | 17 szt      |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle