



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,LOG](https://radwag.com/de/info,w1,LOG)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 500 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 111,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 g
Anzahl	24 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself