



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,LOG](http://radwag.com/es/info,w1,LOG)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico

OK-302-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML	F2
------------	----

### Construcción

Material	Acero inoxidable
Masa	1 111,11 g
Valor nominal	1 mg - 500 g
Número	24 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos