



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,LOG

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 500 g), plastik kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	1 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 500 g
Quantity	24 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar