



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,LR0

KIT 195.M Kit de determinação de densidade

WX-002-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O KIT 195.M é um kit de determinação de densidade destinado às balanças de precisão PS M de alta capacidade, que operam com base na tecnologia RADWAG MonoBLOCK® e dispõem de prato de pesagem 195x195.

Este acessório de aço inoxidável permite determinar a densidade de:


sólidos, líquidos.

Compatível com (Additional Fee)


Balança de precisão PS R2
Balança de precisão PS R1

Balança de precisão PS 5Y


Dimensões do dispositivo




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density
determination KIT