



# KIT 195.M Kit de determinação de densidade

WX-002-0115

More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,LR0](http://radwag.com/br/info,w1,LR0)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

O KIT 195.M é um kit de determinação de densidade destinado às balanças de precisão PS M de alta capacidade, que operam com base na tecnologia RADWAG MonoBLOCK® e dispõem de prato de pesagem 195x195.

Este acessório de aço inoxidável permite determinar a densidade de:


sólidos, líquidos.

## Compatível com (Additional Fee)


Balança de precisão PS R2  
Balança de precisão PS R1

Balança de precisão PS 5Y


## Dimensões do dispositivo L x P x A




KIT 85



KIT 128



KIT 195



KIT 195.M

Granulite density  
determination KIT

