



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,M3X](http://radwag.com/fr/info,w1,M3X)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 2 kg), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 2 kg
Nombre	27 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux