



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,M3X

Cilindrico, set (1 mg - 2 kg), imballaggi in plastica



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML | F2 |
| Costruzione | |
| Materiale | Stainless steel |
| Peso | 6 111,11 g |
| Valore nominale | 1 mg - 2 kg |
| Numero | 27 pcs |

Compatibile con

Pinzette

Pennelli