



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,M41](http://radwag.com/pl/info,w1,M41)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-302-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	10 000 g
Wartość nominalna	1 – 5 kg
Ilość	4 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle