



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,M5N

Oślonka A2 do wagi precyzyjnej PS R2.M

WX-015-0229



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Wykonana z transparentnego tworzywa, zabezpiecza obudowę wagi przed ewentualnym zarysowaniem, zabrudzeniem itp.

Przeznaczona do wag PS.R2.M z szalką 195×195.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga precyzyjna PS R2

Waga precyzyjna PS R1