



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,M6U

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 250 kg - opakowanie serwisowe

OP-304-0009



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	250 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle