



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,M9A

Silindirik ağırlık seti (1 kg - 5 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı | E2 |
| Konstrüksiyon | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 10 000 g |
| Nominal değer | 1 – 5 kg |
| Quantity | 4 adet |

İle uyumlu

Fırçalar