



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,MBU

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg - 1 kg), Holz-Etui

OK-201-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 2 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 1 kg |
| Anzahl | 25 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself