



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,MIB](https://radwag.com/fr/info,w1,MIB)

# Poids de la classe F1 - cylindrique - 500 kg - boîtier de service

OP-204-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	500 kg

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux