



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,MTS

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 1 kg), caja de madera

OK-201-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	2 110 g
Valor nominal	1 g – 1 kg
Número	13 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos