



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,MZP](https://radwag.com/pl/info,w1,MZP)

## Worzec masy klasy M1 - cylindryczny 20 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | M1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 20 g            |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle