



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,N2A](https://radwag.com/de/info,w1,N2A)

## Spitzen OMNITIP™ - Starter ST 300 µl



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

OMNITIP™ Starter ST 300 µl Spitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

**Fassungsvermögen: 300 µl Farbe: farblos Set enthält: Box, 6 Steigeisen und 576 Spitzen**

**Anwendung:** - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

### Kompatibel mit

