



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,N2A

Puntali OMNITIP™ - Starter ST 300 µl



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

I puntali OMNITIP™ Starter ST da 300 µl sono accessori di laboratorio di alta qualità progettati per il pipettaggio di precisione. Progettati all'insegna dell'efficienza e della praticità, sono uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio.

Capacità: 300 µl Colore: incolore Il set include: scatola, 6 rack e 576 puntali

Applicazioni: - Dosaggio preciso di campioni biologici, - pipettaggio accurato di farmaci e soluzioni mediche, - preparazione e trasferimento di soluzioni chimiche, - uno strumento indispensabile negli esperimenti che richiedono un dosaggio preciso.

Compatibile con

