



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,N2A](http://radwag.com/pl/info,w1,N2A)

## Końcówki OMNITIP™ - Starter ST 300 µl

PT-115-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Końcówki OMNITIP™ Starter ST 300 µl to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 300µl

Kolor: bezbarwny

Zestaw zawiera: pudełko, 6 raków i 576 końcówek

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pipety automatyczne zmiennobjętościowe

Stnowisko do kalibracji pipet