



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,N2A

OMNITIP™ uçları - Starter ST 300 µl



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

OMNITIP™ Starter ST 300 µl uçlar, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

Kapasite: 300 µl Renk: şeffaf Set içeriği: kutu, 6 raf ve 576 uç.

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

İle uyumlu

