



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,N4U

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 500 g), plastik kutuda

OK-102-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 111,11 g

Nominal değer 1 mg - 500 g

Quantity 24 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar