



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,N5F](http://radwag.com/fr/info,w1,N5F)

# Poids de la classe F1 - cylindrique - 250 kg - boîtier de service

OP-204-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	250 kg

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux