



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,N6U

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 2 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 6 111,11 g

Valeur nominale 1 mg - 2 kg

Nombre 27 pièces

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux