



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,N6U](https://radwag.com/pl/info,w1,N6U)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 2 kg
Ilość	27 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle