



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,N6U

## F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 2 kg), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	6 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 2 kg
Quantity	27 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar