



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,NBC](https://radwag.com/de/info,w1,NBC)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Stahldraht - 20 mg

OP-203-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	20 mg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself