



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,NIG](https://radwag.com/pl/info,w1,NIG)

## Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z oczkiem 100 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 kg

### Pasuje do

Pędzle