



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,NKA](http://radwag.com/de/info,w1,NKA)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 100 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0065



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	211,11 g
Nominalwert	1 mg – 100 g
Anzahl	21 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel