



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,NKA](http://radwag.com/pl/info,w1,NKA)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0065



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	211,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 100 g
Ilość	21 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle