



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,NN2](http://radwag.com/pl/info,w1,NN2)

## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie plastikowe

OK-502-0008



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g – 1 kg
Ilość	13 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle