



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,NQW

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 200 g

OP-203-0119



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle