



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,NTB](http://radwag.com/it/info,w1,NTB)

## Pennello D20 x L110 mm



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

#### Parametri fisici

Diameter	20 mm
Lunghezza	110 mm

### Compatibile con

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)  
 Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard F2 - rettangolare con impugnatura  
 Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set  
 Pesi standard F1 - cilindrici  
 Pesi standard F2 - cilindrici con occhio  
 Pesi standard F2 - cilindrici con 4 maniglie  
 Pesi standard F2 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard F2 - trave  
 Pesi standard F1 - cilindrici con 4 maniglie  
 Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)  
 Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set  
 Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)  
 Pesi standard F2 - asolata  
 Pesi standard M1 - lamina

Pesi standard F1 - lamina  
 Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)  
 Pesi standard F1 - cilindrici  
 Pesi standard M1 - cilindrici  
 Pesi standard M1 - rettangolare con impugnatura  
 Pesi standard F1 - cilindrici con occhio  
 Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)  
 Pesi standard E2 - lamina  
 Pesi standard F1 - lamina, set  
 Pesi standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza  
 Pesi standard M1 - cilindrici con occhio  
 Pesi standard F1 - rettangolare con impugnatura  
 Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesi standard F2 - cilindrico con impugnatura  
 Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza  
 Pesi standard F2 - lamina, set

Pesi standard E1 - cilindrici  
Pesi standard F2 - lamina  
Pesi standard M1 - cilindrici, set  
Pesi standard F1 - cilindrici, set  
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura  
Pesi standard E2 - cilindrici  
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard E1 - lamina  
Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza  
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)  
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)  
Pesi standard F2 - Filo di acciaio inossidabile, set  
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set  
Pesi standard M1 - lamina, set