



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,NZ5

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 2 kg), tahta kutuda

OK-401-0084



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---------------|-------------|
| OIML sınıfı | M1 |
| Ağırlık | 6 111,11 g |
| Nominal değer | 1 mg – 2 kg |
| Quantity | 27 adet |

İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar