



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,02S

Wägebecher für Ultramikro-, Mikro- und Analysenwaagen



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Dimension	30×10 mm
Wägegefäß-Gewicht	0,38 g
Anzahl der Stücke	100
Messtechnische Parameter	
Volumen	8 ml



Kompatibel mit

Analysenwaage AS X7
 Analysenwaagen AS X2 PLUS
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Analysenwaage AS 5Y

Mikrowaage MYA 5Y
 Analysenwaage XA 5Y
 Analysenwaage AS R2 PLUS
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Analysenwaage AS R1 PLUS