



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,02S

Réceptier pour les ultra-microbalances, microbalances et balances analytiques



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Dimension	30×10 mm
Masse du récipient	0,38 g
Quantité de pièces	100
Paramètres métrologiques	
Volume	8 ml



Compatible avec

Balance analytique AS X7
 Balances analytiques AS X2 PLUS
 Microbalance XA 5Y.M.A
 Balance analytique XA 5Y.A
 Ultra-Microbalance UYA 5Y
 Balance analytique AS 5Y

Microbalance MYA 5Y
 Balance analytique XA 5Y
 Balance analytique AS R2 PLUS
 Microbalance XA 5Y.M
 Balance analytique AS R1 PLUS