



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,02S](http://radwag.com/pl/info,w1,02S)

## Naczynka wagowe do ultra-mikrowag, mikrowag i wag analitycznych



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiar	30×10 mm
Masa naczynia	0,38 g
Ilość sztuk	100
Parametry metrologiczne	
Objętość	8 ml



### Pasuje do

Waga analityczna AS X7  
 Wagi analityczne AS X2 PLUS  
 Mikrowaga XA 5Y.M.A  
 Waga analityczna XA 5Y.A  
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Waga analityczna AS 5Y  
 Mikrowaga MYA 5Y  
 Waga analityczna XA 5Y  
 Waga analityczna AS R2 PLUS  
 Mikrowaga XA 5Y.M