



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,02S

## Naczynka wagowe do ultra-mikrowag, mikrowag i wag analitycznych

WX-001-0429



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar	30×10 mm
Masa naczynia	0,38 g
Ilość sztuk	100

#### Parametry metrologiczne

Objętość	8 ml
----------	------



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Waga analityczna AS 5Y

Mikrowaga MYA 5Y  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Mikrowaga XA 5Y.M