



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,OC3

## Kabel PT0455



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Kabel PT0455 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen printer RADWAG RTP verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8m.

## Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Suszeptometer  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Roboter- Massekomparatoren  
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Automatische Massekomparator AK-4  
Automatische Massekomparator AKM-2  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Automatische Massekomparator UMA

Dichtebestimmung  
Mikrowaage MYA 5Y  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO  
Vakuum-Massekomparator  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB  
RMC F Roboterwaagesystem  
RB F Roboterwaagesystem  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S

