



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,OC3

PT0455 Cable

WX-013-0239



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

PT0455 kablosu, 5Y serisi teraziyi veya PUE CY10 terminalini RADWAG RTP yazıcıya bağlamak için kullanılır. Standart uzunluğu 1,8 m'dir.

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
UMA 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi
5Y.PM Hassas Teraziler
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
UYA 5Y Ultra mikro teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
AKM-2 Otomatik kütle komparatör
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F
UMA Otomatik kütle komparatör

Manyetizma ölçümü için manuel susceptometreler
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı
Manyetizma ölçümü için otomatik susceptometreler
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
RMC F Robotik Tartım Sistemi
RB F Robotik Tartım Sistemi
XA 5Y.M Mikro Teraziler
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y

APP 5Y.KO Manuel ktle komparatr
Yoęunluk olęm iin komparatrler
MYA 5Y Mikro Terazii

XA 5Y.M.A.S Stentler iin Mikro Teraziler
Fiş yazıcı